


Anticorps Polyclonal Anti-Grb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62993

Numéro d'article: CM0025884



Introduction

Anticorps polyclonal anti-GRB2 de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte le GRB2 humain et souris, un adaptateur clé dans les voies de signalisation. Idéal pour l'étude de la signalisation cellulaire, de l'immunité et de la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ASH; Grb3-3; MST084; NCKAP2; MSTP084; EGFRBP-GRB2; GRB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2885
GeneID	2885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-217 du GRB2 humain (NP_002077.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P62993
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace