

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grb7 Pour Wb Et Elisa - Q14451

Numéro d'article: CM0029426



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GRB7 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Adapté pour l'étude de la signalisation médiée par GRB7, la prolifération cellulaire, la migration et la dynamique des granules de stress dans des applications de recherche et de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRB7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GRB7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2886
Identifiant du gène	2886
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la protéine GRB7 humaine (NP_001229372.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14451
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace