


Anticorps Polyclonal Anti-Grem1 Pour Wb, Elisa - 060565

Numéro d'article: CM0015247



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GREM1 humain (Gremlin-1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'antagonisme BMP, la carcinogenèse et l'organogenèse rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GREM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DRM; HMPS; MPSH; PIG2; CRAC1; CRCS4; DAND2; HMPS1; IHG-2; DUP15q; C15DUPq; GREMLIN; CKTSF1B1; GREM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26585
GeneID	26585
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-143 du GREM1 humain (NP_001178252.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O60565
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace