

Anticorps Polyclonal Anti-Grhpr Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq7

Numéro d'article: CM0024000



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GRHPR, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme du glyoxylate et l'activité enzymatique de l'hydroxypyruvate réductase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRHPR Rabbit pAb
Remarques/Alias	PH2 ; GLXR ; GLYD ; GRHPR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9380
GeneID	9380
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-328 de GRHPR humain (NP_036335.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBQ7
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace