

Anticorps Polyclonal Anti-Gria3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P42263

Numéro d'article: CM0016209

Introduction

Le pAc de lapin anti-GRIA3 est un anticorps polyclonal élevé chez le lapin contre le GRIA3 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Il détecte le GRIA3 humain, souris, rat, un récepteur du glutamate sélectif AMPA de 101 kDa impliqué dans la transmission synaptique excitatrice. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	GRIA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GRIA3
Espèce	Humain
GeneID	2892
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-490 du GRIA3 humain (NP_000819.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42263
Poids de la protéine	101kDa
Expédition	Sac de glace