


Anticorps Polyclonal Anti-Grid1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9ULk0

Numéro d'article: CM0026807



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine GRID1 humaine (GluD1), validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur l'organisation et la plasticité synaptiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GRID1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GluD1; GluD1-b; GRID1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2894
GeneID	2894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 880-1009 de la GRID1 humaine (NP_060021.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9ULK0
Poids de la protéine	112 kDa
Expédition	Sac de glace