

Anticorps Polyclonal Anti-Grid2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 043424

Numéro d'article: CM0021872



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le GRID2 humain (GluD2), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la plasticité synaptique et de la fonction cérébelleuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRID2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GluD2; SCAR18; GRID2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2895
GeneID	2895
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 900-1007 du GRID2 humain (NP_001501.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43424
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace