

Anticorps Polyclonal Anti-Grik2 Pour Wb, Elisa - Q13002

Numéro d'article: CM0023503



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le GRIK2 humain (récepteur du glutamate ionotrope, kaïnate 2), adapté pour WB et ELISA avec réactivité croisée vers la souris. Validé pour la recherche en neurosciences sur la signalisation du glutamate et la transmission synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRIK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EAA4; GLR6; MRT6; GLUK6; GLUR6; GluK2; NEDLAS; GRIK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2898
GeneID	2898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-300 du GRIK2 humain (NP_068775.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13002
Poids de la protéine	103kDa
Expédition	Sac de glace