

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grin2B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13224

Numéro d'article: CM0030460



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre GRIN2B (NMDAR2B). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et les études sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRIN2B Lapin pAb
Remarques/Alias	NR3; MRD6; NR2B; hNR3; DEE27; EIEE27; GluN2B; NMDAR2B; GRIN2B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2904
ID de gène	2904
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1185-1484 du GRIN2B humain (NP_000825.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13224
Poids de la protéine	166kDa
Expédition	Sac de glace