


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grin2D Pour Wb, Elisa - O15399

Numéro d'article: CM0018245



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GRIN2D validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la fonction du récepteur NMDA et la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Spécification                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | GRIN2D Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | EB11; NR2D; DEE46; EIEE46; GluN2D; NMDAR2D; GRIN2D                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (humain)    | 2906                                                                                                                           |
| GeneID             | 2906                                                                                                                           |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-480 du GRIN2D humain (NP_000827.2). |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris                                                                                                                 |
| SWISS              | O15399                                                                                                                         |
| Poids Protéique    | 144kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |