

Anticorps Polyclonal Anti-Grina Pour Wb, Elisa - Q7Z429

Numéro d'article: CM0022993

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GRINA humain (Protéine lifeguard 1), validé pour WB et ELISA. Détecte le GRINA humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRINA Lapin pAb
Remarques/Alias	LFG1; HNRGW; TMBIM3; NMDARA1; GRINA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2907
GeneID	2907
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GRINA humain (NP_000828.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z429
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace