

Anticorps Polyclonal Anti-Grip1 Pour Wb, Elisa - Q9Y3R0

Numéro d'article: CM0029309



Introduction

Anticorps polyclonal anti-GRIP1 de lapin de haute qualité validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de l'échafaudage des récepteurs du glutamate et de l'assemblage des complexes de signalisation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRIP; FRASRS3; GRIP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23426
GeneID	23426
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du GRIP1 humain (NP_001171545.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y3R0
Poids moléculaire	122kDa
Expédition	Sac de glace