


Anticorps Polyclonal Anti-Grk1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15835

Numéro d'article: CM0026106



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la GRK1 (rhodopsine kinase) humaine. Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la phototransduction et la rétine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RK; RHOK; GPRK1; GRK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6011
GeneID	6011
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 160 de la GRK1 humaine (NP_002920.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q15835
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace