

Anticorps Polyclonal Anti-Grk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15835

Numéro d'article: CM0029103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-GRK1 pour les applications de Western blot, d'immunohistochimie et d'ELISA. Détecte le GRK1 humain, souris et rat ; immunogène ciblant la région N-terminale. Pour la recherche en vision et biologie de la rétine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RK ; RHOK ; GPRK1 ; GRK1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6011
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 du GRK1 humain (NP_002920.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15835
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace