

Anticorps Monoclonal Anti-Grk2 [Validé Par Ko] Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25098

Numéro d'article: CM0011968



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GRK2 validé par knockout, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la désensibilisation des GPCR et la signalisation médiée par la bêta-arrestine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Ac monoclonal de lapin anti-GRK2
Remarques/Alias	BARK1, ADRBK1, BETA-ARK1, K2
Espèce	Humaine
GeneID	156
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 590 et 689 de la GRK2 humaine (P25098).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P25098
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace