

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grk2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P25098

Numéro d'article: CM0022124



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GRK2 humain (kinase 1 du récepteur bêta-adrénergique). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Idéal pour les études de signalisation et de désensibilisation des GPCR.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | [Validé par KO] GRK2 pAb de lapin                                                                                              |
| Remarques/alias     | BARK1 ; ADRBK1 ; BETA-ARK1 ; K2                                                                                                |
| Espèce              | Humaine                                                                                                                        |
| ID du gène (humain) | 156                                                                                                                            |
| ID du gène          | 156                                                                                                                            |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 440 à 689 du GRK2 humain (NP_001610.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée  | Humain, souris, rat                                                                                                            |
| SWISS               | P25098                                                                                                                         |
| Poids moléculaire   | 80 kDa                                                                                                                         |
| Expédition          | Sac réfrigérant                                                                                                                |