

Anticorps Polyclonal Anti-Grk5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34947

Numéro d'article: CM0027242



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GRK5 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec Humain, Souris, Rat. Outil essentiel pour l'étude de la fonction de la kinase 5 des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRK5 Lapin pAb
Remarques/Alias	GPRK5; FP2025; GRK5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2869
GeneID	2869
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P34947
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace