

Anticorps Polyclonal Anti-Grk6 Pour Wb, Elisa - P43250

Numéro d'article: CM0028672



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GRK6 humaine (66 kDa). Convient pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utilisé dans les études de désensibilisation des GPCR. UniProt P43250.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRK6 Lapin pAb
Remarques/Alias	GPRK6 ; GRK6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2870
GeneID	2870
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 268-465 de la GRK6 humaine (NP_001004106.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43250
Poids protéique	66 kDa
Expédition	Sac de glace