

Anticorps Polyclonal Anti-Grm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13255

Numéro d'article: CM0017533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GRM1 humain (récepteur métabotrope du glutamate 1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la plasticité synaptique et la signalisation du SNC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MGLU1; SCA44; GPRC1A; MGLUR1; SCAR13; PPP1R85; GRM1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2911
ID de gène	2911
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 920-1140 du GRM1 humain (NP_001264993.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13255
Poids de la protéine	132kDa
Expédition	Sac de glace