

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grm4 Pour Wb Et Elisa - Q14833

Numéro d'article: CM0028801



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le GRM4 humain (mGlu4, GPRC1D, MGLUR4). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le récepteur métabotrope du glutamate 4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRM4 Lapin pAb
Remarques/Alias	mGlu4, GPRC1D, MGLUR4, GRM4
Espèce	Humain
ID de gène	2914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-290 du GRM4 humain (NP_000832.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14833
Poids moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace