

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Grm5 Pour Wb, Elisa - P41594

Numéro d'article: CM0005792



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GRM5 hautement spécifique pour WB et ELISA. Reconnaît le récepteur métabotropique du glutamate 5 humain, murin et rat, un GPCR clé dans la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin GRM5
Remarques/Alias	mGlu5, GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, GRM5
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	2915
Identifiant de gène	2915
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1100 et 1200 du GRM5 humain (P41594)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P41594
Poids moléculaire de la protéine	132 kDa
Expédition	Sac de glace