

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grm5 Pour Wb, If-P, Elisa - P41594

Numéro d'article: CM0024741



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur métabotrope du glutamate 5 humain (GRM5/mGlu5). Validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études en neurosciences et sur la plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	GRM5 Lapin pAb
Remarques/Alias	mGlu5; GPRC1E; MGLUR5; PPP1R86; GRM5
Espèce	Humain
GeneID	2915
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 870-1070 du GRM5 humain (NP_001137303.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41594
Poids Moléculaire	132kDa
Expédition	Sac de glace