

Anticorps Polyclonal Anti-Grm8 Pour Wb Et Elisa - 000222

Numéro d'article: CM0028162



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur métabotrope du glutamate 8 (GRM8). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit avec l'espèce humaine, détecte une protéine d'environ 102 kDa. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRM8 Lapin pAb
Remarques/Alias	GLUR8 ; mGlu8 ; GPRC1H ; MGLUR8 ; GRM8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2918
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du GRM8 humain (NP_000836.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00222
Poids protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace