


Anticorps Polyclonal Anti-Gro Alpha Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09341

Numéro d'article: CM0030458



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GRO alpha (CXCL1) humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec le rat. Pour la recherche sur l'inflammation et la chimiotaxie des neutrophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRO alpha Rabbit pAb
Remarques / Alias	FSP; GRO1; GROa; MGSA; NAP-3; SCYB1; MGSA-a; GRO alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2919
GeneID	2919
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-107 de GRO alpha humain (NP_001502.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P09341
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace