


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grp94 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14625

Numéro d'article: CM0014292



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Grp94 humaine (Endoplasmine), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la chaperonne ER de 92 kDa impliquée dans le repliement des protéines et la signalisation des TLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Grp94 Lapin pAb
Remarques/Alias	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m; Grp94
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7184
ID de gène	7184
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 40-310 de la Grp94 humaine (NP_003290.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14625
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace