


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grp94 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14625

Numéro d'article: CM0025199



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Grp94 (SWISS P14625) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte l'endoplasmine humaine, de souris et de rat, une chaperonne du réticulum endoplasmique impliquée dans le repliement des protéines et l'immunologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Grp94 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ECGP, GP96, TRA1, GRP94, HEL35, HEL-S-125m, Grp94
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7184
ID du gène	7184
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-750 de la Grp94 humaine (NP_003290.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14625
Poids de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace