


Anticorps Polyclonal Anti-Grpel1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hav7

Numéro d'article: CM0026261



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GRPEL1 humain (homologue mitochondrial de GrpE), adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'import des protéines mitochondriales et les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRPEL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GrpE ; HMGE ; mt-GrpE#1 ; GRPEL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80273
GeneID	80273
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-217 du GRPEL1 humain (NP_079472.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HAV7
Poids protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace