

Anticorps Polyclonal Anti-Grpel2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Taa5

Numéro d'article: CM0024948

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GRPEL2 humain (Mt-GrpE#2), validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la translocation des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRPEL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Mt-GrpE#2 ; GRPEL2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	134266
Identifiant du gène	134266
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion correspondant aux acides aminés 33-225 du GRPEL2 humain, NP_689620.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TAA5
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace