


Anticorps Monoclonal Anti-Grsf1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q12849

Numéro d'article: CM0002883



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin GRSF1 validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec GRSF1 humain, murin, rat, un régulateur de l'expression génique post-transcriptionnelle mitochondriale. Idéal pour les études d'assemblage du ribosome mitochondrial et de liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRSF1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GRSF1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2926
Identifiant du gène	2926
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de GRSF1 humain (Q12849)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12849
Poids protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace