


Anticorps Polyclonal Anti-Grsf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12849

Numéro d'article: CM0022777



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de séquence riche en G 1 (GRSF1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat ; essentiel pour les études de biologie de l'ARN mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRSF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GRSF1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2926
GenelD	2926
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de GRSF1 humain (NP_002083.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12849
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace