


Anticorps Monoclonal Anti-Gsc Pour Wb, Elisa - P56915

Numéro d'article: CM0002014



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GSC validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la protéine à homéoboîte goosecoid (P56915) chez l'homme et la souris, idéal pour la recherche en biologie du développement et en organogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSC Rabbit mAb
Remarques/Alias	SAMS ; GSC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	145258
GeneID	145258
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de GSC humain (P56915)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P56915
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace