

Anticorps Monoclonal Anti-Gsdma Pour Wb, If-P, Elisa - Q96Qa5

Numéro d'article: CM0006413

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la GSDMA humaine (Gasdermine-A). Validé pour WB, IF-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur la pyroptose et les études sur l'immunité épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSDMA Rabbit mAb
Remarques/Alias	GSDM; FKSG9; GSDM1; GSDMA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	284110
GeneID	284110
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96QA5
Poids moléculaire de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace