

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsdmc Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byg8

Numéro d'article: CM0016185

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GSDMC de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la GSDMC humaine et murine, une protéine de pyroptose formant des pores de 58 kDa. Convient pour l'étude des voies de mort cellulaire médiées par la gasdermine-C.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSDMC Rabbit pAb
Remarques/Alias	MLZE ; GSDMC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56169
GeneID	56169
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la GSDMC humaine (NP_113603.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BYG8
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace