

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsdmc3 Pour Wb, Elisa - Q8Cb12

Numéro d'article: CM0023134

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Gsdmc3 de souris, destiné aux applications WB et ELISA. La gasdermine C3 est une protéine formatrice de pores qui déclenche la pyroptose après clivage par la caspase, facilitant la perméabilisation membranaire et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Gsdmc3 pAb de lapin
Remarques / Alias	9930109F21Rik ; Gsdmc3
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	56169
Identifiant du gène	270328
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 80 de la Gsdmc3 de souris (NP_899017.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8CB12
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace