


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gsdmd (Forme Entière + Extrémité C) Pour Wb, Elisa - P57764

Numéro d'article: CM0002808



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le GSDMD humain (forme entière et fragment C-terminal). Convient pour les applications de Western blot et ELISA, permettant la recherche sur la pyroptose, l'inflammasome et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSDMD (forme entière + extrémité C) mAc de lapin
Remarques/Alias	DF5L, DFNA5L, FKSG10, GSDMDC1, GSDMD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79792
GeneID	79792
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 346-484 du GSDMD humain (NP_079012.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P57764
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace