


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gsdmd (Longueur Totale + C-Terminal) Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9D8T2

Numéro d'article: CM0004086



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GSDMD (Longueur totale + C-terminal) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA chez la souris. Idéal pour étudier la pyroptose, la signalisation de l'inflammasome et la formation des pores de la gasdermine D.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-GSDMD (Longueur totale + C-terminal)
Remarques/Alias	DF5L ; M2-4 ; Dfna5l ; GsdmD-1 ; Gsdmdc1 ; 1810036L03Rik
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	79792
ID du gène	69146
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9D8T2
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace