


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsdmd (Pleine Longueur + Extrémité N) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P57764

Numéro d'article: CM0022815



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GSDMD humaine (pleine longueur + extrémité N). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée contre l'humain, la souris et le rat. La cible est une protéine formatrice de pores essentielle à la pyroptose et à la défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSDMD (pleine longueur + extrémité N) pAb de lapin
Remarques / Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD (pleine longueur + extrémité N)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79792
GeneID	79792
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P57764
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace