


Anti-Gsdmd (Longueur Totale+N Terminal) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9D8T2

Numéro d'article: CM0015118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GSDMD de longueur totale et le N-terminal (Q9D8T2). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la pyroptose et l'inflammasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GSDMD (Longueur totale+N terminal) pAc Lapin
Remarques/Alias	DF5L; M2-4; Dfna5l; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik; GSDMD (Longueur totale+N terminal)
Espèce	Souris
ID de Gène (Humain)	79792
ID de Gène	69146
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9D8T2
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace