


Anticorps Polyclonal Anti-Gsdmd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P57764

Numéro d'article: CM0024620



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GSDMD (Gasdermine-D) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la pyroptose, l'inflammasome et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSDMD Rabbit pAb
Remarques / Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1; GSDMD
Espèce	Humain
GeneID	79792
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 346-484 de la GSDMD humaine (NP_079012.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P57764
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace