

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsdme (Forme Entière + Extrémité N) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60443

Numéro d'article: CM0026422



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant les régions de la forme entière et de l'extrémité N de la GSDME humaine (DFNA5/ICERE-1). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la pyroptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSDME (forme entière + extrémité N) pAb de lapin
Remarques/Alias	DFNA5; ICERE-1; GSDME
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1687
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 270 de la GSDME humaine (NP_004394.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60443
Poids de la protéine	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Expédition	Sachet de glace