

Anticorps Monoclonal Anti-Gsk-3A/B Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49840/P49841

Numéro d'article: CM0006581



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la GSK-3 α et la GSK-3 β humaines. Validé pour le WB, l'IF/ICC, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le diabète, la maladie d'Alzheimer et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSK-3 α / β Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	GSK3B ; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2931/2932
GenelD	2931/2932
Immunogène	Protéine recombinante de la GSK-3 α / β humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49840/P49841
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa / 48 kDa
Expédition	Sac de glace