


Anticorps Monoclonal Anti-Gsk-3A/B Pour Wb, Ip, Elisa - P49840 / P49841

Numéro d'article: CM0004001



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GSK-3 α / β validé pour WB, IP et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt, de l'homéostasie glucidique et des voies pathologiques de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSK-3 α / β Rabbit mAb
Remarques / Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2931/2932
GenelD	2931/2932
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49840/P49841
Poids de la protéine	46kDa/48kDa
Expédition	Sac de glace