


Anticorps Polyclonal Anti-Gsk3A Pour Wb - P49840

Numéro d'article: CM0018784



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GSK3α humaine, validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les recherches sur la signalisation Wnt, la résistance à l'insuline et la maladie d'Alzheimer. ~51 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] pAb de lapin anti-GSK3α
Remarques/Alias	GSK3A ; glycogène synthase kinase-3 alpha ; 3α
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2931
ID du gène	2931
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 483 de la GSK3α humaine (NP_063937.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P49840
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace