

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsk3A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49840

Numéro d'article: CM0016667



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GSK3 α , validé en WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt, du métabolisme du glycogène et de la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GSK3 α Lapin pAb
Remarques/Alias	GSK3 alpha; GSK3A; GSK3 α
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2931
ID de Gène	2931
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 409-483 de GSK3 α humaine (NP_063937.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P49840
Poids de la Protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace