


Anticorps Monoclonal Anti-Gsk3B Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P49841

Numéro d'article: CM0005589



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indirigé contre la GSK3 β humaine pour cytométrie en flux intracellulaire. Cible la glycogène synthase kinase-3 bêta ; aucune donnée de réactivité croisée n'est fournie. Pour la recherche sur la signalisation Wnt, le métabolisme et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain GSK3 β mAb
Remarques / Alias	GSK3B ; glycogène synthase kinase-3 bêta ; GSK3 β
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2932
GeneID	2932
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 321 et 420 de la GSK3 β humaine (NP_001139628.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49841
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac isotherme