


Anticorps Monoclonal Anti-Gsk3B Pour Wb, Ip, If-P, Elisa - P49841

Numéro d'article: CM0005734



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant GSK3 β validé pour WB, IP, IF-P et ELISA. Reconnaît le GSK3 β humain, souris et rat. Convient aux études sur la signalisation Wnt, la résistance à l'insuline et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validated] GSK3 β Rabbit mAb
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2932
ID de Gène	2932
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 321-420 du GSK3 β humain (NP_001139628.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49841
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace