


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsk3B Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P49841

Numéro d'article: CM0028930



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GSK3 β de haute qualité, validé pour les applications WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit avec la GSK3 β humaine, de souris et de rat (47 kDa). Convient à la recherche sur la signalisation Wnt, la résistance à l'insuline et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSK3 β Rabbit pAb
Remarques / Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK3 β
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2932
Immunogène	Peptide synthétique (aa 320-420 de la GSK3 β humaine, NP_001139628.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49841
Poids protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace