


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gspt1 Pour Wb, Elisa - P15170

Numéro d'article: CM0019817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GSPT1 humaine (ERF3A) pour WB et ELISA. Détecte la GSPT1 humaine, murine et de rat. Pertinent pour les études sur la terminaison de la traduction et la dégradation des ARNm médiée par les codons non-sens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSPT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GST1 ; ETF3A ; eRF3a ; 551G9.2 ; GSPT1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2935
ID du gène	2935
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 138 à 420 de la GSPT1 humaine (NP_001123478.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P15170
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac réfrigérant