

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gsr Pour Wb, Elisa - P00390

Numéro d'article: CM0008205



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GSR haute performance validé pour WB et ELISA. Réagit avec le GSR humain, murin et de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du glutathion, du stress oxydatif et de la recherche en biologie redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSR Lapin mAb
Remarques/Alias	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Espèce	Humain
ID du gène	2936
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 423-522 du GSR humain (P00390).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00390
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace