


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gst3/Gstp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09211

Numéro d'article: CM0003718



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le GSTP1 humain (GST3/GSTP1), validé pour WB, IHC-P, ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte une bande d'environ 23 kDa. Idéal pour la recherche sur la détoxification, la ferroptose et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-GST3/GSTP1
Remarques/Alias	PI ; DFN7 ; GST3 ; GSTP ; FAEE53 ; HEL-5-22 ; GST3/GSTP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2950
GeneID	2950
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09211
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace